

RINFORZO BIOREL

RINFORZO
Tessuto con adesivo
biodegradabile

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il tessuto di rinforzo BIOREL 74G ha un'eccellente adesione su un'ampia varietà di substrati.

L'articolo è biodegradabile.

DATI TECNICI

74G 6100 00 CW0	
SUPPORTO	TESSUTO DI COTONE (SATIN)
TITOLO DEL FILATO	NE 20/12
N° FILI ORDITO/TRAMA	39x22
RESINA TERMOADESIVA	ADESIVO BIODEGRADABILE BASE POLIESTERE
PESO (gr/mq)	265 +/- 10%

BENEFITS

- ✓ Biodegradabile
- ✓ Adatto ad una vasta varietà di substrati

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Il rinforzo viene posizionato sulla tomaia e pressato sia utilizzando una cambratrice che una pressa idraulica riscaldata.

- Temperatura della piastra: da 90 a 150 °C in funzione del tipo di pelle e dello spessore.
- Tempo di chiusura: da 10 a 15 secondi (maggiore è la temperatura minore è il tempo di chiusura e viceversa).
- Pressione 3-5 atm

Con l'utilizzo di cambratrici, l'operazione può essere ripetuta più volte in modo da meglio sagomare la tomaia.

AVVERTENZA: non esporre alla luce solare diretta e non stoccare in ambienti molto caldi e umidi.